

Поликлональные Антитела Против Ctnnd2 Для Вб, Ифа - Q9Uqb3

Артикул: CM0013402

введение

Кроличы поликлональные антитела к человеческому CTNND2, полученные с использованием рекомбинантного белка (а.о. 966-1225). Валидированы для ВБ и ИФА; обладают перекрестной реактивностью с белками человека и крысы. Подходят для исследований нейронного развития и сигнального пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к CTNND2
Примечания/Алиасы	GT24; NPRAP; CTNND2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1501
ID гена	1501
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 966-1225 человеческого CTNND2 (NP_001323.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q9UQB3
Молекулярная масса белка	133 кДа
Доставка	Холодильный пакет