

Моноклональное Антитело К Ctp-Синтазе / Ctps Для Wb, Ip, Elisa - P17812

Артикул: CM0003582



введение

Кроличье моноклональное антитело к CTP-синтазе/CTPS человека, подходящее для методов WB, IP, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными белками. Идеально подходит для изучения метаболизма пиримидинов и пролиферации иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CTP-синтазе / CTPS
Примечания/Синонимы	CTPS; GATD5; IMD24; GATD5A; CTP-синтаза / CTPS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1503
GeneID	1503
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P17812
Молекулярная масса	67 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом