

Поликлональное Антитело Кролика Против Ctps1 Для Вестерн-Блота, Ифа - P17812

Артикул: CM0027751



введение

Поликлональное антитело кролика против CTPS1 – это поликлональное антитело, полученное у кролика против рекомбинантного человеческого CTPS1 (aa402-591). Валидировано для Вестерн-блота и ИФА, имеет перекрестную реактивность с CTPS1 человека и мыши. Идеально подходит для исследования синтеза ЦТФ, пролиферации лимфоцитов и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CTPS1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CTPS; GATD5; IMD24; GATD5A; CTPS1
Вид	Человек
GeneID	1503
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 402-591 человеческого CTPS1 (NP_001896.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P17812
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Хладоэлемент