

Кроличье Моноклональное Антитело Против Anti-Ctrl/Ctrl1 - P40313

Артикул: CM0003105

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CTRL (CTRL1) для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF), иммуногистохимии (IHC) и ИФА (ELISA). Подтвержденная перекрестная реактивность с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Предполагаемая молекулярная масса 28 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CTRL Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CTRL1; CTRL
Вид	Человек
GeneID	1506
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 165-264 человеческого CTRL (P40313)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40313
Масса белка	28kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент