


Поликлональное Антитело Против Ctsc Для Wb, If/Icc, Elisa — P53634

Артикул: CM0025322



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к CTSC, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает дипептидилпептидазу 1 человека и мыши — лизосомальную протеазу, участвующую в активации иммунных клеток и функционировании кожного барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАнтитело к CTSC
Примечания/Альтернативные названия	JP; HMS; JPD; PLS; CPPI; DPP1; DPPI; PALS; DPP-I; PDON1; CTSC
Вид	Человек
ID гена (человек)	1075
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 25–134 участка CTSC человека (NP_001805.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P53634
Молекулярная масса белка	15кДа/16кДа/52кДа
Доставка	Холодильный пакет