

Кроличье Поликлональное Антитело Против Ctsf Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Ubx1

Артикул: CM0016727



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CTSF (катепсина F), подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Предназначено для исследований роли лизосомальных тиоловых протеаз в деградации белков и опухолевой инвазии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CTSФ Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CATSF; CLN13; CTSF
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8722
ID гена	8722
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 270-484 человеческого CTSF (NP_003784.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (ИHC-П), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UBX1
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом