

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Ctsh Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P09668

Артикул: CM0026651



введение

Валидированные кроличьи поликлональные антитела против CTSH для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью на человека, мышь и крысу. Нацелены на про-катепсин Н, лизосомальную цистеиновую протеазу, участвующую в деградации белков. Идеально подходят для изучения функции лизосом и активности протеаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CTSH Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ACC4; ACC5; CPSB; ACC-4; ACC-5; CTSH
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1512
GeneID	1512
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-140 человеческого CTSH (NP_004381.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09668
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент