


Поликлональное Кроличье Антитело Против Ctss Для Wb, If/Icc, Elisa — P25774

Артикул: CM0021035



введение

Поликлональное кроличье антитело против CTSS, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований презентации антигенов MHC класса II и передачи сигналов зуда.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CTSS Rabbit pAb
Примечания/синоним	CTSS
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1520
Идентификатор гена	1520
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 115-331 человеческого CTSS (NP_004070.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P25774
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Пакет со льдом