

Анти-Ctsv (Катепсин L2) Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O60911

Артикул: CM0026638



введение

Кроличьи поликлональные антитела, специфичные к человеческому CTSV (катепсин L2). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходят для исследований физиологии роговицы и протеаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CTSV Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	CTSU; CATL2; CTSL2; CTSV
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1515
ID гена	1515
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 105-334 человеческого CTSV (NP_001324.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60911
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	В пакете со льдом