

Поликлональное Антитело Против Ctu2 Для Вб, Ифа - Q2Vpk5

Артикул: CM0014744

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CTU2 (цитоплазматический белок 2-тиолирования тРНК), подходит для вестерн-блота и ИФА. Реактивность с образцами человека и крысы подтверждена. Предсказанная молекулярная масса составляет 56 кДа. Идеально подходит для исследований модификации тРНК и точности трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CTU2
Примечания/синонимы	MFRG; NCS2; UPF0432; C16orf84; CTU2
Вид	Человек
ID гена (человек)	348180
ID гена	348180
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 186-515 человеческого CTU2 (NP_001012777.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q2VPK5
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Холодильный пакет