

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cuedc1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nwm3

Артикул: CM0023877



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CUEDC1, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью с крысой. Идеально подходит для изучения белков с доменом CUE и протеомических исследований. - Q9NWM3.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против CUEDC1
Вид	Человек
ID гена (человек)	404093
ID гена	404093
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 187-386 человеческого CUEDC1 (NP_001258804.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9NWM3
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодильный пакет