

Поликлональное Антитело Против Cul4B Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13620

Артикул: CM0017218



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CUL4B, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует CUL4B в образцах человека и мыши. Подходит для исследований убиквитинирования и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CUL4B Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SFM2; MRXSC; CUL-4B; MRXHF2; MRXS15; CUL4B
Вид	Человек
GeneID (человек)	8450
GeneID	8450
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-152 человеческого CUL4B (NP_003579.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13620
Молекулярная масса белка	104 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом