

Поликлональное Антитело Anti-Cul5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q93034

Артикул: CM0029594



введение

Кроличье поликлональное антитело CUL5, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Определяет куллин-5, белок-каркас в комплексах E3 убиквитинлигаз. Идеально для исследований убиквитинирования и протеасомной деградации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CUL5
Примечания/Альтернативные названия	CUL-5; VACM1; VACM-1; CUL5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8065
GeneID	8065
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого CUL5 (NP_003469.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q93034
Молекулярная масса белка	91 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом