


Кроличьи Поликлональные Антитела К Cullin 1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q13616

Артикул: CM0023203



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к белку Cullin 1 человека. Валидированы для методов WB, IHC-P, ELISA с реактивностью к образцам человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований убиквитин-протеасомной системы и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к Cullin 1
Примечания/Синонимы	CUL1, MGC149834, MGC149835, cullin-1, Cullin 1
Вид	Человек
ID гена	8454 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 435-593 Cullin 1 человека (NP_003583.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13616
Молекулярная масса белка	90 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом