


Поликлональное Кроличье Антитело К Cullin 1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q13616

Артикул: CM0020066



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий Cullin-1 (CUL1), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для изучения убиквитинлигазных комплексов SCF, участвующих в регуляции клеточного цикла и передаче сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Cullin 1
Примечания/синонимы	Cullin 1; CUL1; cullin-1; MGC149834; MGC149835
Вид	Человек
GeneID	8454
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 435-593 человеческого Cullin 1 (NP_003583.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13616
Молекулярная масса белка	90 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом