

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cullin 2 (Cul2) Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q13617

Артикул: CM0008925



введение

Кроличье моноклональное антитело против Cullin 2 (CUL2) для WB, IHC-P и ELISA.

Выявляет полосу размером ~87/89 кДа в образцах человека, мыши и крысы.

Незаменимо для исследований убиквитинирования и деградации HIF-1 α .

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против Cullin 2
Примечания/синонимы	CUL2; cullin-2; Cullin 2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8453
Идентификатор гена	8453
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 Cullin 2 человека (Q13617)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13617
Молекулярная масса белка	87 кДа/89 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом