

Кроличья Поликлональная Антитела Против Cullin 2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q13617

Артикул: CM0026001



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий Cullin 2 (CUL2), валидированные для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Подходят для изучения E3 убиквитинлигазных комплексов, регуляции HIF и путей протеасомной деградации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против Cullin 2
Примечания/Альтернативные названия	CUL2; cullin-2; Cullin 2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8453
ID гена	8453
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-310 человеческого Cullin 2 (NP_001185708.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	Q13617
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия доставки	В термоконтейнере со льдом