

Моноклональное Антитело Против Cullin 3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q13618

Артикул: CM0002943



введение

Кроличье моноклональное антитело к Cullin 3 (Q13618), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Реагирует с человеческим, мышиным, крысиным белком. Ядерный каркас E3 убиквитинлигазных комплексов cullin-RING. Идеально для исследований пути убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Cullin 3
Примечания/Альтернативные названия	CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullin 3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8452
ID гена	8452
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 669-768 человеческого Cullin 3 (Q13618)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13618
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом