

Поликлональное Антитело Anti-Cullin 3 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q13618

Артикул: CM0013430



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Cullin-3 (CUL3), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Для исследований убиквитин-протеасомных путей и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Cullin 3
Примечания/синонимы	CUL-3; PHA2E; NEDAUS; Cullin 3
Вид	Человек
Идентификатор гена	8452
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 468–768 человеческого Cullin 3 (NP_003581.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13618
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом