

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cullin-4A Для Wb, Ihc-P, Ифа - Q13619

Артикул: CM0009111



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Cullin-4A (CUL4A), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИНС-Р) и ИФА. Распознает белок размером 88 кДа; подходит для исследований в области убиквитинирования и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Cullin 4A кроличье мкАнт
Примечания/Синонимы	CUL4A; cullin-4A; Cullin 4A
Вид	Человек
ID гена (человек)	8451
ID гена	8451
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 660-759 человеческого Cullin 4A (Q13619)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИНС-Р, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13619
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	Холодильный пакет