

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Cullin 4A Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13619

Артикул: CM0025738



введение

Поликлональные кроличьи антитела против Cullin 4A, валидированные для WB, IF/ICC, IP, ELISA. Взаимодействуют с человеческим, мышиным и крысиным CUL4A, ключевым компонентом куллин-RING E3 убиквитин-лигазных комплексов, участвующих в убиквитинировании белков и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Cullin 4A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CUL4A; cullin-4A; Cullin 4A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8451
ID гена	8451
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-300 человеческого Cullin 4A (NP_001008895.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13619
Молекулярный вес белка	88кДа
Доставка	Сумка со льдом