

Поликлональное Кроличье Антитело Против Cux1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа — P39880 / Q13948

Артикул: CM0023522

введение

Поликлональное кроличье антитело к CUX1 валидировано для применения в WB, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА, реагирует с CUX1 человека, мыши и крысы. Этот фактор транскрипции играет ключевую роль в нейронной дифференцировке и регуляции клеточного цикла, антитело идеально подходит для исследований в области диагностики in vitro.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CUX1 Rabbit pAb
Примечания / Синонимы	CDP; CUX; p75; CASP; CDP1; COY1; Clox; GDDI; p100; p110; p200; CUTL1; GOLIM6; CDP/Cut; Cux/CDP; Nbla10317; CUX1
Вид	Человек
ID гена	1523
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-280 человеческого CUX1 (NP_001189472.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P39880/Q13948
Молекулярная масса белка	72-77 кДа / 147-165 кДа
Доставка	Холодовой пакет