

Поликлональное Антитело Anti-Cwc22 Для Wb И Elisa - Q9Hcg8

Артикул: CM0016784



введение

Кроличье поликлональное антитело CWC22 от CamelBio выявляет гомолог фактора сплайсинга пре-мРНК CWC22 у человека и мыши. Подходит для WB и ELISA. Идеальный инструмент для изучения функции сплайсосомы, сборки EJC и деградации мРНК, опосредованной бессмысленными кодонами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело CWC22
Примечания/синонимы	NCM, fSAPb, EIF4GL, CWC22
Вид	Человек
Идентификатор гена	57703
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 639–908 человеческого CWC22 (NP_065994.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9HCG8
Молекулярная масса белка	105 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом