

Кроличья Моноклональная Антитела Против Cx3CL1 Для Wb, Ip, Ihc-P, Elisa — O35188

Артикул: CM0008709

введение

Кроличья моноклональная антитела против CX3CL1, валидированная для WB, IP, IHC-P и ELISA. Направлена на мышиный фракталкин (O35188) — хемокин, участвующий в иммунном ответе, адгезии лейкоцитов и нейровоспалении. Подходит для исследований в области воспаления и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к CX3CL1
Примечания/алиасы	ABCD-3; CX3C; Cxc3; D8Bwg0439e; FK; Scyd1
Вид	Мышь
ID гена (человек)	6376
ID гена	20312
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот от 25 до 337 мышинного CX3CL1 (NP_033168.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O35188
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом