

Кроличья Поликлональная Антитело К Cx3CL1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Ифа — O35188

Артикул: CM0030174

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против мышинного CX3CL1 (фракталкина) для WB, IF-P, IHC-P, ИФА. Валидировано на мышинных образцах. Идеально подходит для исследования передачи сигналов хемокинами, воспаления и адгезии клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CX3CL1
Примечания/Альтернативные названия	NTN; NTT; CXС3; CXС3С; SCYD1; ABCD-3; C3Xkine; фракталкин; нейротактин
Вид	Мышь
GeneID (человек)	6376
GeneID	20312
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 25-337 мышинного CX3CL1 (NP_033168.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O35188
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Ледяной пакет