

Поликлональная Кроличья Антитело К Cx3Cr1 Для Вб, Игг-П, Ифа — P49238

Артикул: CM0025141



введение

CamelBio предлагает поликлональную кроличью антителу к человеческому CX3CR1 (рецептор фракталкина), валидированную для Вестерн-блоттинга (ВБ), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИГГ-П) и иммуноферментного анализа (ИФА). Реагирует перекрестно с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований в области воспаления, иммунологии и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CX3CR1 кроличья пАнт
Примечания/алиасы	V28; CCRL1; GPR13; CMKDR1; GPRV28; CMKBRL1; CX3CR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1524
ID гена	1524
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого CX3CR1 (NP_001328.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49238
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Сумка-холодильник