


Кроличья Моноклональная Антитела Против Cxcl1 Для Вб, Ифа - P12850

Артикул: CM0004573



введение

Рекомбинантная кроличья моноклональная антитела против мышиного CXCL1 для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Обнаруживает мышиный CXCL1 с высокой специфичностью; идеально подходит для исследований воспаления и гемопоэза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья мАнт против CXCL1
Примечания/псевдонимы	KC; Fsp; N51; gro; Gro1; Mgsa; Scyb1; CXCL1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	2919
GeneID	14825
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 25-96 мышиного CXCL1 (NP_032202.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P12850
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	Холодильный пакет