

Моноклональное Антитело Anti-Cxcl10/Ip-10 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P02778

Артикул: CM0011148



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому CXCL10/IP-10, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для изучения хемокиновой сигнализации, воспаления и рекрутирования иммунных клеток, а также для разработки исследовательских и диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CXCL10/IP-10 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Вид	Человек
GeneID (человек)	3627
GeneID	3627
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-98 человеческого CXCL10/IP-10 (NP_001556.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P02778
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом