

Поликлональные Антитела К Cxcl10/Ip-10 Для Wb, Elisa - P02778

Артикул: CM0013508



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому CXCL10/IP-10 (хемокин с C-X-C мотивом 10). Валидированы для методов WB и ELISA, распознают секретируемый провоспалительный цитокин массой 11 кДа, участвующий в хемотаксисе иммунных клеток и вирусном ответе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пАт к CXCL10/IP-10
Примечания/Синонимы	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3627
GeneID	3627
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-98 человеческого CXCL10/IP-10 (NP_001556.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02778
Молекулярная масса белка	11 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом