

Поликлональные Антитела Против Cxcl10/Ip-10 Для Вб, Иф/Ик, Ифа - P02778

Артикул: CM0020465



введение

Кроличьи поликлональные антитела к CXCL10/IP-10 от CamelBio (P02778) валидированы для использования в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Антитела реагируют с CXCL10 человека и мыши, нацелены на провоспалительный хемокин, участвующий в миграции иммунных клеток и вирусном ответе организма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к CXCL10/IP-10
Примечания/алиасы	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Вид	Человек
GeneID (человек)	3627
GeneID	3627
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 22-98 CXCL10/IP-10 человека (NP_001556.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P02778
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладагентом