


Кроличья Моноклональная Антитело Против Cxcl10/Ip-10 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P02778

Артикул: CM0006444



введение

Высокоспецифичная кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий CXCL10/IP-10, валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА. Необходима для исследования сигналинга хемокинов, воспалительных заболеваний и миграции иммунных клеток. SWISS: P02778.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к CXCL10/IP-10
Примечания/алиасы	C7; IFI10; INP10; IP-10; crg-2; mob-1; SCYB10; gIP-10; CXCL10/IP-10
Вид	Человек
ID гена (человек)	3627
ID гена	3627
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-98 человеческого CXCL10/IP-10 (NP_001556.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02778
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Холодовой пакет