

Поликлональная Кроличья Антитело Против Cxcl11 Для Wb, Ihc-P, Elisa — O14625

Артикул: CM0029098



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CXCL11 (IP-9/I-TAC). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA, обладает перекрестной реактивностью с крысой. Идеально подходит для исследований хемокинов и рекрутинга Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CXCL11 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	IP9; H174; IP-9; b-R1; I-TAC; SCYB11; SCYB9B; CXCL11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6373
GeneID	6373
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 22-94 человеческого CXCL11 (NP_005400.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O14625
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	С холодоэлементом