


Поликлональные Антитела К Cxcl12 Для Wb - P48061

Артикул: CM0023559



введение

Высокоаффинные кроличьи поликлональные антитела к CXCL12 человека, валидированные для методов WB, IF-P, IHC-P и ELISA, подходящие для исследований хемокиновой сигнализации, онкологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к CXCL12
Примечания/Синонимы	IRN; PBSF; SDF1; TLSF; TPAR1; SCYB12; CXCL12
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6387
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 40-93 CXCL12 человека (NP_000600.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P48061
Молекулярная масса белка	11 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет