

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Cxcl2 Для Wb, Elisa - P19875

Артикул: CM0012968



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого CXCL2 (GRO-бета).
Валидировано для WB и ELISA; перекрёстно реагирует с крысой. Идеально подходит для исследований воспаления и хемокинов.
SWISS: P19875.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CXCL2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	GRO2, GROb, MIP2, MIP2A, SCYB2, MGSA-b, MIP-2a, CINC-2a, CXCL2
Вид	Человек
Идентификатор гена	2920
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-107 человеческого CXCL2 (NP_002080.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	P19875
Молекулярная масса белка	~11 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом