


Моноклональное Антитело Против Cxcl4/Pf4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), If-P, Ihc-P, Ифа - P02776

Артикул: CM0005053



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CXCL4/PF4, валидированное для WB, IF-P, IHC-P, ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований сигнальных путей хемокинов и биологии тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к CXCL4/PF4
Примечания/Псевдоним	PF-4; CXCL4; SCYB4; CXCL4/PF4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5196
GeneID	5196
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-101 человеческого CXCL4/CXCL4/PF4 (P02776).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02776
Молекулярный вес белка	11 кДа
Доставка	В ледяном пакете