


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Cxcl4/Pf4 Для Вб, Игг, Иф, Ифа - P02776

Артикул: CM0021504



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого CXCL4/PF4, валидированные для ВБ, ИГГ-П, ИФ-П и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиным и крысиным белком. Идеально подходят для исследований хемокинов, воспаления и гемопоэза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к CXCL4/PF4
Примечания/алиасы	PF-4; CXCL4; SCYB4; CXCL4/PF4
Вид	Человек
ID гена (человек)	5196
ID гена	5196
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 32-101 человеческого CXCL4/PF4 (NP_002610.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02776
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Сумка-холодильник