

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Cxcl6 (Wb, Elisa) — P80162

Артикул: CM0022319



введение

Поликлональное кроличье антитело к CXCL6, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с CXCL6/GCP-2 человека и мыши, обеспечивая исследования хемокинов и разработку IVD-тестов в исследованиях воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CXCL6
Примечания/алиасы	GCP2; CKA-3; GCP-2; SCYB6; CXCL6
Вид	Человек
GeneID (человек)	6372
GeneID	6372
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 38-114 человеческого CXCL6 (NP_002984.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P80162
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом