

## Поликлональные Антитела Кролика Против Sxcl9 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q07325

Артикул: CM0020852

### введение

Поликлональные антитела, нацеленные на человеческий CXCL9 (MIG), получены от кролика. Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают хемокин весом 14 кДа, участвующий в миграции Т-клеток и воспалительном ответе.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CXCL9 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Примечания/Псевдоним      | CMK; MIG; Humig; SCYB9; crg-10; CXCL9                                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                          |
| ID гена                   | 4283                                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50 до С-конца человеческого CXCL9 (NP_002407.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                          |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                          |
| SWISS                     | Q07325                                                                                                                           |
| Молекулярный вес белка    | 14 кДа                                                                                                                           |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                 |