

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Cxcl9/Mig Для Wb, If/Icc, Elisa — Q07325

Артикул: CM0010867

введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика Anti-CXCL9/MIG, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Специфично к человеческому CXCL9 — хемокину, направляющему миграцию Т-клеток через CXCR3. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CXCL9/MIG, кроличье моноклональное антитело
Примечания/синонимы	CMK; MIG; Humig; SCYB9; crg-10; CXCL9
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4283
Идентификатор гена	4283
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23–125 человеческого CXCL9/MIG (NP_002407.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q07325
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом