

Кроличье Поликлональное Антитело Против Cxcr1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P25024

Артикул: CM0023470



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против CXCR1 для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Нацелено на рецептор IL-8, опосредующий хемотаксис нейтрофилов. Идеально для исследований в области ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CXCR1
Примечания/Альтернативные названия	C-C, CD128, CD181, CKR-1, IL8R1, IL8RA, CMKAR1, IL8RBA, CDw128a, C-C-CKR-1, CXCR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3577
GeneID	3577
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого CXCR1 (NP_000625.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25024
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	В пакете со льдом