


Кроличья Моноклональная Антитело Против Cxcr3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P49682

Артикул: CM0003097



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CXCR3 (CD183), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения сигналинга хемокинов, миграции иммунных клеток и ангиогенеза в исследованиях рака и воспалительных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CXCR3 кроличье МАТ
Примечания/Алиасы	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
Вид	Человек
GeneID (человек)	2833
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого CXCR3 (P49682).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49682
Молекулярная масса белка	41кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом