


Поликлональное Кроличье Антитело Против Cxcr3 Для Wb, Elisa - P49682

Артикул: CM0017784



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий CXCR3 (CD183), хемокиновый рецептор, участвующий в миграции иммунных клеток и ангиогенезе. Подходит для вестерн-блоттинга и ELISA; перекрёстно реагирует с белками человека и крысы. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CXCR3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
Вид	Человек
GeneID (человек)	2833
GeneID	2833
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-53 человеческого CXCR3 (NP_001136269.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P49682
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом