

Кроличья Моноклональная Антитело Против Cxcr4 Для Вб, Ифа — P61073

Артикул: CM0002616



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CXCR4 (C-X-C хемокиновый рецептор типа 4, CD184). Валидировано для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. CXCR4 — это GPCR, участвующий в хемокиновой сигнализации, проникновении ВИЧ, миграции клеток и воспалении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CXCR4 Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	FB22; HM89; LAP3; LCR1; NPYR; WHIM; CD184; LAP-3; LESTR; NPY3R; NPYRL; WHIMS; HSY3RR; NPY3R; WHIMS1; D2S201E; CXCR4
Вид	Человек
ID гена (человек)	7852
ID гена	7852
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 253-352 человеческого CXCR4 (P61073)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P61073
Молекулярная масса белка	40кДа
Доставка	Холодильный пакет