

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Cxcr5 Для Wb, If-P, Elisa — P32302

Артикул: CM0007938

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CXCR5 (BLR1/CD185), валидированное для применения в WB, IF-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований миграции В-клеток и лимфомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CXCR5 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	BLR1; CD185; MDR15; CXCR5
Вид	Человек
GeneID (человек)	643
GeneID	643
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 273–372 человеческого CXCR5 (P32302)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P32302
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом