

Анти-Cxcr5/Cd185 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Fc, Elisa - P32302

Артикул: CM0007571

введение

Анти-CXCR5/CD185 кроличий моноклональный антитело (клон не указан), нацеленное на человеческий хемокиновый рецептор типа 5 C-X-C (BLR1, MDR15). Идеально подходит для вестерн-блоттинга, проточной цитометрии и ИФА в исследованиях В-клеток и лимфом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CXCR5/CD185 кроличье mAb
Примечания/Псевдонимы	BLR1; CD185; MDR15; CXCR5/CD185
Вид	Человек
ID гена	643
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-47 человеческого CXCR5 (NP_001707.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32302
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом