

Поликлональное Антитело Кролика Против Sxcr6 Для Вестерн-Блота И Ифа - O00574

Артикул: CM0023868

введение

Поликлональное антитело кролика против хемокинового рецептора человека CXCR6, валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Подходит для изучения функции корецептора ВИО/СИО и миграции иммунных клеток в лимфоидных тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к CXCR6
Примечания/Алиасы	BONZO; CD186; CDw186; STRL33; TYMSTR; CXCR6
Вид	Человек
ID гена (человек)	10663
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-100 CXCR6 человека (NP_006555.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O00574
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Ледяной пакет