


Поликлональное Антитело Anti-Cxxc1 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9P0U4

Артикул: CM0013603



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на CXXC1 (CFP1/белок, связывающий CpG), для WB, IHC-P, IP и ELISA. Валидировано на образцах человека и мыши; незаменимо для исследований регуляции транскрипции и биологии хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CXXC1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	CFP1; CGBP; SPP1; PCCX1; PHF18; hCGBP; ZCGPC1; Hst2645; 2410002I16Rik; 5830420C16Rik; CXXC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	30827
GeneID	30827
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого CXXC1 (NP_001095124.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9P0U4
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом