


Кроличья Поликлональная Антитело Против Cyb5A Для Wb, Ihc-P, If/Icc И Elisa - P00167

Артикул: CM0025153



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий CYB5A, валидирована для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Получена против N-концевой области человеческого CYB5A (NP_683725.1). Идеально подходит для изучения электронного транспорта цитохрома b5 и функции мембранных оксигеназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYB5A кроличья pAb
Примечания/алиасы	CYB5; MCB5; METAG; CYB5A
Вид	Человек
ID гена (человек)	1528
ID гена	1528
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-100 человеческого CYB5A (NP_683725.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00167
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодильный пакет