

Поликлональное Антитело Anti-Cyb5B Для Wb, Elisa - O43169

Артикул: CM0014307



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CYB5B (OMB5), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для исследований митохондриального транспорта электронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CYB5B
Примечания/синонимы	OMB5; CYB5-M; CYPB5M; CYB5B
Вид	Человек
GeneID (человек)	80777
GeneID	80777
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 16-150 человеческого CYB5B (NP_085056.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O43169
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом