

Поликлональные Антитела Против Cyb5R1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Парафин), Ифа - Q9Uhq9

Артикул: CM0019929

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого CYB5R1, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ (Парафин) и ИФА. Перекрестная реакция с крысой. Идеально подходят для изучения функции НАДН-цитохром b5 редуктазы и метаболизма липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYB5R1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	B5R1; B5R2; B5R.1; NQO3A2; humb5R2; CYB5R1
Вид	Человек
ID гена	51706 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-305 человеческого CYB5R1 (NP_057327.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9UHQ9
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	В ледяном пакете